

Cortical-Teck

Matricë kokore dhe kolagenike EstroBio® - Shop -
 Pajisje mjekësore e klasit III, matricë kokore dhe kolagenike me origjinë natyrale, të zëvendësimi të kokës autologe ose algologjike me të cilën ka ngjashmëri në matricë dhe në formën poroze.
Sp-Block: matricë kokore slungjore e para-formuar në forma blloku, përmasat në etiketë.
C-Block: matricë kokore slungjore e para-formuar në forma cilindri, përmasat në etiketë.
V-Block: matricë kokore slungjore e para-formuar në formë kune, përmasat në etiketë.
Dual-Block: matricë kokore kokore-slungjore e para-formuar në formë kune, përmasat në etiketë.
Cortical-Block: matricë kokore kortikale e para-formuar, përmasat në etiketë
KARAKTERISTIKAT: mineral kokore dhe kolageni me origjinë natyrale, ekologjike, osteoprogjenike, i përthithshëm, biokompatibil, lagështirues. Produkti është relativisht radiopak. PAKETIMI: blister steri të përdorshëm në herë.
UD-HEZMETI KLINIKE: ndihmues për rindërtim ose rikuperim e pjesësh ose të plotë të pjesëve të kokave të humbura, si rimbues për defektet e kokës për të infektuara, jo sklerotike dhe të vasculizuara mirë.
MENYRA E PËRDORIMIT: hidatari para-format me soluione sterile dhe modelojnë në kushte sterile; përshtrëni me pëllën e marjes, prillni me ujë të ftohtë dhe pastaj të nxehtë për të shpërndarë. Shtazhoni gjurmë para-formë në vend e sharrin dhe duhet përdorë pajisje antisept steri (të juha të kura).
EFEKTE TË PADESHIRURA: anësi ekele dhe injuri. Shumë që sistemi i përdorur për përpunimin ka treguar se nuk janë shfaqur reaksione antitetor, ndërsa, nuk mund të përjashtohet rrezikshëm mundësia e një reaksioni.
KONTRINDIKUHEZIME: Me e përdorni në pacientët që paraqesin sëmundje ose kushte që shkakësojnë përdorimi e kirurgjisë që që paraqesin infeksion akut ose kronik (osteomieliti) në zhilvën e sipërme. Nuk këshillohet përdorimi në pacientë me disabilitet imunitologjik, ose me grequllime të autumnetit, veganehtësi në foshnja dhe në të moshuar. Mos e përdorni direkt ose në afërsi të enëve të mëdha të gjakut ose nrenave. Mos përdorni në pika që nuk vasculizohen ngjashmësi, që janë nekrotike ose të infektuara. Mos e përdorni në pika që nuk garantojnë stabilitetin dhe integritetin e kokës pas tërës së shkurtyr. Përdorni kokën duhet të përdoret nëse paktimi përparësi (dëmtuar ose i hapur) është përparësi. **KLUED:** Produkti nuk është testuar në pacientë shtazhëzë. Produkti duhet përdorur vetëm nëse herë dhe duhet të sterilizohet përsteril. Pika sharrin duhet të pastrohet mirë dhe produkti duhet të jetë i stabilizuar mirë dhe i mbrqur.
PROKURIM: i rezervuar për kirurgje të specializuar me përvojë klinike shumëvjeçare në sharrime të biomaterialeve; respektori në mënyrë rigoroz udhëzimet e dhëna nga letërsia shkencore mbi sharrimet letërsie. Në qipin, letërsia shkencore në lidhje me pajisjet EstroBio® të cilat në www.estrobio.com përveç udhëzimeve të pranishme këtu. Për çdo aspekt, llogarit shpesh është përgjegjës për menaxhimin e duar, kërk të biomaterialeve dhe pacientit.
SHKATË: vetëshmira e produktit është pesë vitë nga data e sterilizimit dhe data e skadimit që tregohet në etiketë.
RUATJAT: produkti duhet të ruhet larg nga burimet e dërdëlyrja të metellesh që rrezet e kalte, në një vend të thatë dhe të pastër dhe sipër kushtive të përkrahura në letë.
PËRPUNIM: produkti nuk përmban substanca të rrezikshme dhe nëse nuk përdorim, mund të përdorohet dhe të përparshmi si mbetjet në normal uterane. **ORGANIZAT E PRODUKUTIT:** në etiketë shkruhet e fundit e kodit të produktit REF tregon origjinën e materialit (S-sider; E-ekale).

Simbol	është	përdorura	në	etiketë
☐	disponueshëm	vitë dhe muaj skadimit	shumë	lexoni me kujdes udhëzimet
☐	disponueshëm	vitë dhe muaj skadimit	shumë	lexoni me kujdes udhëzimet

NOTA 2: Sterile. Sterilizimi kryhet me rezezim me reze gamma. Nëse pakimi është i hapur ose i dëmtuar, steriliteti i produktit nuk është më i garantuar.

Košana i kolagenika EstroBio® - Spski -
 Mjekëska, optera klasë III, košana i kolagenika matricë heterolognog porekta, zamera za autologne ili allogene koše, od kojih predstavlja matricu i poroznu formu.
Sp-Block: predformirana sunderata košana matrica u blokovima, mere na etiketi.
C-Block: predformirana sunderata košana matrica u cilindrima, mere na etiketi.
V-Block: predformirana sunderata košana matrica u kuni, mere na etiketi.
Dual-Block: predformirana sunderata košana matrica u kuni, mere na etiketi.
Cortical-Block: predformirana sunderata košana matrica u kuni, mere na etiketi.

Модифікований гелевий продукт OsteoBio® - Українська -
 класичний зазб класу III, істотно-колагеновий продукт гетерологічної природи, замінник аутогенної чи аллогенної кістки, має II термін
 пористості форму.

TSV Gel (Thermo Sensitive Viscosity Gel): колагеновий гель типу I та III, з хімічним поєднанням колагену природного
Sp-Block: публіцити істотної матриці, попередньо сформований у вигляді блоків, розміри зазначені на етикеті.
S-Block: публіцити істотної матриці, попередньо сформований у вигляді циліндрів, розміри зазначені на етикеті.
D-Block: публіцити істотної матриці, попередньо сформований у вигляді кілець, розміри зазначені на етикеті.
V-Block: котримпозитивний істотної матриці, попередньо сформований, розміри зазначені на етикеті.

Cortical-Tank: котримпозитивний істотної матриці, попередньо сформований, розміри зазначені на етикеті.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: істотно-колагеновий мінерал природного гетерологічного походження, остеопровідний, ресорбуюваний,
 біомімітичний, біосумісний. Продукт повністю радіоакційно, УПАКОВКА: стерильна одноказова білітерна упаковка.

КЛІНІЧНІ ПОКАЗАННЯ: допоміжний агент для реконструкції або частинного чи повного відновлення атрофичних кісткових ділянок,
 запозованих для кісткових пошкоджень, що не мають іррегулярної, оперативного характеру і добре зголюються.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: заповнювати попередньо сформований матеріал стерильним розчином, за стерильними умовами надати його
 потрібної форми; пристосовано до форми ділянки для вищевиявлення, яку слід попередньо ретельно заглибити колом, щоб забезпечити до повної
 вищевиявлення вищевиявлення. Слід завжди стабілізувати попередньо сформований продукт стерильними засобами синтезу (гвинтами
 шпильками).

ПОСІД-НІД: не вищевиявлено. Незважаючи на той факт, що прийнята система обробки не виявляти інфікування небажаних антібіотичних реакцій,
 треба дотримуватись вищевиявлення не можна.

ПРОТИПОКАЗАННЯ: забороняється використання у пацієнтів, що мають патологію або захворювання, при яких протипоказано хірургічні
 втручання, а також пацієнтів, що отримували терапію (остеопороз) на стадії завершення. Не призначено для пацієнтів, що мають
 відсутність імунологічних реакцій або з аутоімунними захворюваннями, зокрема і дітями у віці до 18 років. Забороняється використання
 безпосередньо на великих судинах або нервах та підкожні адипозні тканини. Забороняється використання на ділянках з надмірним зголюванням
 нервових кілець або зараженням. Забороняється використання на тих ділянках, де неможливо гарантувати стабільність та зазист подолу
 після його вищевиявлення. Забороняється використовувати продукт, якщо його упаковка виявлена пошкодженою або вже відкрито пер
 використанням.

Koštana i kolagenska matrica OsteoBio® - Sprski -

Medicinska oprema klase III, koštana i kolagenska matrica heterološkog porijekla, zamena za autologe i alogene koštali, od kojih predstavlja matricu i poroznu formu.

Sp-Block: predformirana sunderasta koštana matrica u blokovima, mere na eflekti.

C-Block: predformirana sunderasta koštana matrica u cilindrima, mere na eflekti.

V-Block: predformirana sunderasta koštana matrica u konusima, mere na eflekti.

Duo-Block: predformirana koriko- sunderasta koštana matrica, mere na eflekti.

Cortical-Block: predformirana kortikalna koštana matrica, mere na eflekti.

KARAKTERISTIKE: heterološka koštana matrica i kolagen, osensibilizirajući, resorbirajući, biokompatibilan, higroskopski. Proizvod je rendgenski umerno vidljiv. PAKOVANJE: sterilni blister za jednokratnu upotrebu.

KLINIČKE INDIKACIJE: koaguljanti za rekonstrukciju i delimični ili potpuni oporavak izgubljenih delova koštali, kao punila neinficiranih neksterilnih i/odno privrženih koštanih defekata.

NAČIN UPOTREBE: navlažite predobitke sa sterinim rastvorima i oblikujte ih modeliranjem u žitubnim uslovima; prilagodite mestu prijema koje je dobro provjerio kako je se bezbedilo dobro provjerite grube. Uvijek stabilizujte oblikovani proizvod sterinim uređajima za šitve (vij i igle).

NEŽELJENI EFEKTI: nisu poznati. Kao usvojeni proizvod sistem pokaz je izobilje negativnih reakcija artileta, ne može se u oštećenju isključiti njihov pojav.

KONTRAINDIKACIJE: ne koristite kod pacijenata koji imaju preobilje ili stanja kontraindikativna za operaciju i imaju akute ili hronične infekcije (ostetomielite) u toku. Nije za indikaciju oporod kod pacijenata sa imunološkom disekrecijom ili sa autimunoškim poremećajima, naročito kod zarazne i starjih osoba. Nemogte koristiti direktno ili blizu velikih krvnih sudova i žilava. Nemogte ga koristiti na slabu provrženost, nekrotičnim džežimima i mjestima primaca. Ne koristite na mjestima koje ne garantuju stabilnost i zaštitu proizvoda posle postavljanja. Proizvod se ne sme koristiti ako je pakovanje oštećeno ili otvoreno pre upotrebe.

UPOTREBJENJE: proizvod nije testiran na todućima. Proizvod je za jednokratnu upotrebu i kao takav ne sme se ponovo sterilisati. Mesti predavanja treba dobro očistiti i proizvod mora biti dobro dobro stabilizovani i zaštićeni.

Proizvod je namenjen za hirurške specijaliste sa konsolidovanim kliničkim iskustvom u biomedicinskim graftovima; strogo se pridržavajte indikacija koje pruža naučna literatura o heterološkim implantatima; naročito naučna literatura koja se odnosi na uređaje OsteoBio® koji su navedeni na sajtu www.prostetika.com.br kao i ovih uputstva. Za svaku pojedinačnu primenu, hirurški specijalista je odgovoran za ispravno Navedeni na sajtu biomedicinski opremanje.

KROJ TRAJANJA: trajanje proizvoda je pet godina od datuma sterilizacije i datum isteka je prikazan na etiketi.

SKLADIŠTENJE: proizvod se mora skladištiti zaštićen od direktnih izvora toplote i sunčeve svetlosti, na suvom i čistom mestu i pod uslovima navedenim na etiketi.

ODLAGANJE: proizvod ne sadrži opasne materije i ako se ne koristi, može se rastaviti i odožiti kao normalni gradski otpad.

посмотрите инструкции. Мыше выключенный слід ретельно очистити і промити, а сам продукт слід добре стабилізувати і застиглути. Продукт призначений для хірургічних спеціалістів з широким досвідом клінічної роботи в галузі видалення біоматеріалів; у тому дотримуватися вказівок з безпеки. Високоякісний продукт, що надається у спеціалізований лікарський збірник, зокрема в науковій літературі, присвяченій засобу OsteoBio®, що наведено на сайті www.osteobio.com, а також їхньої інструкції. Під час кожного окремого видалення хірург-спеціаліст несе відповідальність за свою роботу і за своєчасне закінчення процедури операції. Після закінчення процедури операції зняти залишки істертизований, термін придатності зазначений на етикетці. **ВЕРІТАТНІСТЬ:** слід брати продукт від прямої дії джерела тепла та прямого сонячного проміння, у сухому, чистому місці, в умови зазначених на етикетці. **ПЕРЕВІРКА:** продукт не містить небезпечних речовин, а тому його можна відправити на переробку як звичайні побутові відходи. **ПОСКОДЖЕННЯ ПРОДУКТУ:** на етикетці остання літера коду продукту REF вказує на пошкодження матеріалу (S=свинцю, E=енюний), Символи, що використовуються на етикетці, орієнтовані на міське застосування термів дії (на номер перті) і узгоджені з інструкцією і обмінами температури. **Стерилізація:** Стерилізація здійснюється шляхом опромінення гаммапроменями. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, пошкодження продукту будуть не гарантовані.

POREKLO PROIZVODA: na etiketi zadnje slovo oznake proizvoda REF označava poreklo materijala (S=svijsko, E=korsjsko).

Simboli	koji	se	koriste	na	etiKETI
	za jednokratnu upotrebu		godina i mesec isteka		pazljivo pročitajte uputstvo
	STERILIZIRAN	Sterilizovan	Sterilizacija izvedena zračenjem sa gama zrakom. Ako je pakovanje otvoreno ili oštećeno, sterilnost proizvoda nije garantovana		ili ograničeno temperatura

Knogle e kollagen matrix OsteoBio® - Dansk -
Medirisk udstyr i Klasse III, knogle og kollagen matrix af heterologisk oprindelse, til erstattning af autolog eller alolog knogle, af hvilken de præparerer matrixen og porøs form.
Sp-Block: Spongieus knogle matrix i præforme formet som blokke, se størrelsen på etiketten.
C-Block: Spongieus knogle matrix i præforme formet som cylindere, se størrelsen på etiketten.
V-Block: Spongieus knogle matrix i præforme formet som kiler, se størrelsen på etiketten.
Dual-Block: Kortico-spongieus knogle matrix i præforme, se størrelsen på etiketten.
Cortical-Block: Kortico-spongieus knogle matrix i præforme, se størrelsen på etiketten