

Keramisch gebundene Schleifkörper

Abrasives with ceramic bond

Abrasifs à liant céramique

Für Zahntechniker / Zahnarzt • For Dental Technician / Dentist
Pour prothésiste dentaire / cabinet dentaire



EDENTA AG
Manufacturers of Rotary Instruments for
Dental, Medical, Jewellery and Industry
Hauptstrasse 7, CH-9434 AU/SG - Switzerland

Tel. ++41 / 71 744 53 53
Fax ++41 / 71 744 53 59
e-mail: info@edenta.ch
[http://: www.edenta.ch](http://www.edenta.ch)



Keramische Schleifkörper aus braunem Edelkorund

Ceramic Abrasives in brown high-grade corborundum

Abrasifs à liant céramique en corindon affiné marron

Für abrasives Schleifen von Metall-Legierungen

For fast grinding of metal alloys

Pour un meulage rapide des alliages en métal

B = Braun / Brown / Marron

F = Körnung fein 220
F = Grit fine 220
F = grain fin 220



Schaft / Shank / Tige	L mm	10,5
104 HP	Order No.	BF 733.035 HP
	ISO	635 104 168 512 035

verpackt zu 12 oder 100 Stück
packed in 12 or 100 per box
boîte de 12 et 100 unités

M = Körnung mittel 230
M = Grit medium 230
M = Grain moyen 230



Schaft / Shank / Tige	L mm	13,0	12,0	10,5
104 HP	Order No.	BM 731.065 HP	BM 732.050 HP	BM 733.035 HP
	ISO	635 104 107 522 065	635 104 107 522 050	635 104 168 522 035

verpackt zu 12 oder 100 Stück
packed in 12 or 100 per box
boîte de 12 et 100 unités

G = Körnung grob 240
G = Grit coarse 240
G = Gros grain 240



Schaft / Shank / Tige	L mm	13,0	12,0
104 HP	Order No.	BG 731.065 HP	BG 732.050 HP
	ISO	635 104 107 532 065	635 104 107 532 050

verpackt zu 12 oder 100 Stück
packed in 12 or 100 per box
boîte de 12 et 100 unités

Drehzahlbereich: /speed: /vitesse:
30.000 – 50.000 upm / rpm / tr/min.

Keramische Schleifkörper aus grünem Siliziumkarbid

Ceramic Abrasives in green silicone-carbide

Abrasifs à liant céramique en carbure de silicium vert

Dieser Schleifkörper eignet sich für Keramikmaterialien und für Metall-Legierungen

For universal grinding of ceramic materials and metal alloys

Pour un meulage universel des matériaux en céramique et des alliages en métal

G = Grün / Green / Vert

F = Körnung fein 120
F = Grit fine 120
F = grain fin 120



Schaft / Shank / Tige	L mm	7,0	6,0	6,0
104 HP	Order No.		GF 645.025 HP	GF 649.025 HP
	ISO		655 104 161 513 025	655 104 171 513 025
314 FG	Order No.	GF 601.030 FG		
	ISO	655 314 001 513 030		
204 RA	Order No.	GF 601.030 RA	GF 602.040 RA	GF 650.027 RA
	ISO	655 204 001 513 030	655 204 001 513 040	655 204 171 513 027

verpackt zu 12 oder 100 Stück
packed in 12 or 100 per box
boîte de 12 et 100 unités



Schaft / Shank / Tige	L mm	7,0	10,0	1,5	6,0
104 HP	Order No.	GF 661.025 HP	GF 671.050 HP	GF 703.130 HP	GF 727.120 HP
	ISO			655 104 041 513 130	635 104 024 513 120
314 FG	Order No.	GF 661.025 FG			
	ISO	655 314 243 513 025			
204 RA	Order No.	GF 661.025 RA			
	ISO	655 204 243 513 025			

verpackt zu 12 oder 100 Stück
packed in 12 or 100 per box
boîte de 12 et 100 unités

G = Grün / Green / Vert

M = Körnung mittel 130

M = Grit medium 130

M = Grain moyen 130



Schaft / Shank / Tige	L mm	10,0	10,0	2,0	13,0	12,0
104 HP	Order No.	GM 671.050 HP		GM 702.100 HP	GM 731.065 HP	GM 732.050 HP
	ISO	655 104 199 523 050		655 104 041 523 100	655 104 107 523 065	655 104 107 523 050
204 RA	Order No.	GM 663.050 RA				
	ISO	655 204 243 523 050				

verpackt zu 12 oder 100 Stück
packed in 12 or 100 per box
boîte de 12 et 100 unités



Schaft / Shank / Tige	L mm	10,5		6,5
104 HP	Order No.	GM 733.035 HP	GM 734.090 HP	GM 736.065 HP
	ISO	655 104 168 523 035	655 104 316 523 090	655 104 012 523 065

verpackt zu 12 oder 100 Stück
packed in 12 or 100 per box
boîte de 12 et 100 unités

Drehzahlbereich: /speed: /vitesse:
20.000 – 30.000
upm / rpm / tr/min.

Keramische Schleifkörper aus rosa Edelkorund

Universalschleifkörper für Metall-Legierungen

Ceramic Abrasives in pink high-grade corborundum

For universal grinding of metal alloys

Abrasifs à liant céramique en corindon affiné rose

Pour le meulage universel des alliages en métal

R = Rosa / Pink / Rose

M = Körnung mittel 330

M = Grit medium 330

M = Grain moyen 330



Schaft / Shank / Tige	L mm	7,0	10,0	12,0	10,5	
104 HP	Order No.	RM 661.025 HP	RM 671.050 HP	RM 732.050 HP	RM 733.035 HP	RM 734.090 HP
	ISO	625 104 243 523 025	625 104 199 523 050	625 104 107 523 050	625 104 168 523 035	625 104 316 523 090

verpackt zu 12 oder 100 Stück
packed in 12 or 100 per box
boîte de 12 et 100 unités

G = Körnung grob 340

G = Grit coarse 340

G = Gros grain 340



Schaft / Shank / Tige	L mm	13,0	12,0
104 HP	Order No.	RG 731.065 HP	RG 732.050 HP
	ISO	625 104 107 533 065	625 104 107 533 050

verpackt zu 12 oder 100 Stück
packed in 12 or 100 per box
boîte de 12 et 100 unités

Drehzahlbereich: /speed: /vitesse:
20.000 – 30.000 upm / rpm / tr/min.

Arkansas Steine

Zum Finieren von Composites

Arkansas Abrasives

For finishing of composites

Pierres Arkansas

Pour la finition des composites



Schaft / Shank / Tige	L mm	6,0	7,0	6,0	6,0	3,0	
314 FG	Order No.	AS 01.025 FG	AS 02.025 FG	AS 03.025 FG	AS 04.025 FG	AS 05.030 FG	AS 06.030 FG
	ISO	635 314 243 505 025	635 314 161 505 025	635 314 171 505 025	635 314 110 505 025	635 314 013 505 030	635 314 001 505 030
204 RA	Order No.	AS 11.025 RA	AS 12.025 RA	AS 13.025 RA	AS 14.025 RA	AS 15.030 RA	AS 16.030 RA
	ISO	635 204 243 505 025	635 204 161 505 025	635 204 171 505 025	635 204 110 505 025	635 204 013 505 030	635 204 001 505 030

verpackt zu 12 oder 100 Stück
packed in 12 or 100 per box
boîte de 12 et 100 unités

Drehzahlbereich: /speed: /vitesse:
5.000 – 30.000 upm / rpm / tr/min.

Separierscheiben

Separating discs

Disques à séparer

Schwarz

Black

Noir

Kunstharz gebunden aus Normalkorund mit extra feiner Körnung zum Separieren von Kronen und Brücken

synthetic resin bond with extra fine grit for separating and shaping in model crown and bridge technique

A liant de résine synthétique avec grain extra fin pour séparer les couronnes et bridges



L mm	220/0,20 mm	220/0,20 mm	220/0,25 mm	220/0,30 mm
Order No.	FL 7000.220 UM	7000.220 UM	7001.220 UM	7002.220 UM
ISO		613 900 327 504 220	613 900 327 504 220	613 900 327 504 220

verpackt zu 25 oder 100 Stück
packed in 25 or 100 per box
boîte de 25 et 100 unités

leicht flexibel
slightly flexible
légèrement flexible

Drehzahlbereich: /speed: /vitesse:
15.000 – 20.000 upm / rpm / tr/min.

Trennscheiben

Separating discs

Disques à tronçonner

Braun


Brown

Marron

Kunstharz gebunden aus Normalkorund mit mittlerer Körnung zum Trennen von Gusskanälen aus Metall-Legierungen

synthetic resin bond with medium grit for separating sprues from metal crowns

A liant de résine synthétique avec grain moyen pour tronçonner les tiges de coulées en métal



L mm	250/0,60 mm	375/0,70 mm	400/1 mm
Order No.	7003.250 UM	7004.375 UM	7005.400 UM
ISO	613 900 327 524 250	613 900 327 524 375	613 900 371 534 400

verpackt zu 25 oder 100 Stück
packed in 25 or 100 per box
boîte de 25 et 100 unités

Drehzahlbereich: /speed: /vitesse:
10.000 – 12.000 upm / rpm / tr/min.

verpackt zu 10 Stück
packed 10 per box
boîte de 10 unités

gewebeerstärkt / extra stark
Fibre glass / extra strong
Fibre de verre / extra-forte
max. 38.000 rpm

Diamantierter Abrichtstein


Dressing Diamond

Pierre diamantée de modelage

Beidseitig belegt, zum Zentrieren und Zurichten von keramischen Scheifkörper und Gummipolierler

For dressing, shaping and restoring of deformed abrasives, both sides coated

Garnie des deux côtés, pour centrer et dresser les polissoirs en silicone et les pierres, emballé à l'unité



4060

