



Design by Dentists



PROPHY PASTE CCS

CCS Propylaxpasta has an abrasive effect on discoloured surfaces and thick layers of plaque. It is also intended for polishing. The paste replaces the fluoride polished off. The abrasive effect and uptaking of fluoride are documented by clinical tests. Colours facilitate the identification of the four different grits.

CCS Propylaxpasta har en slipande effekt på missfärgningar och tjocka beläggningar. Den används även för att putsa och polera. Propylaxpastan ersätter den fluor som förlorats vid polering. Den slipande effekten och tandens upptagning av fluor är kliniskt dokumenterad. De fyra olika färgerna gör det lätt att identifiera pastornas slipgrader.

La Pasta Profilaxis CCS tiene un efecto abrasivo en superficies descoloridas y capas gruesas de placa. La pasta reemplaza al fluoruro. El efecto abrasivo y el fluoruro han sido estudiados mediante pruebas clínicas. Los colores facilitan la identificación de las cuatro variedades.

Le CCS Propylaxpasta a une action abrasive sur les surfaces tachées et les couches épaisses de plaque. Il est aussi recommandé pour la polissage. La pâte remplace le fluor éliminé. L'effet d'abrasion et l'avantage du fluor sont soutenus par des tests cliniques. Les couleurs facilitent l'identification des quatre différents grains.

CCS Polierpaste reinigt verfärbte Oberflächchen und entfernt selbst starke Schichten alter Plaque. Sie kann aber auch zu Polierzwecken verwendet werden. Die Paste ersetzt das Fluor, welches beim Polieren entfernt wurde. Sowohl die reinigende Wirkung der Paste als auch die Refluoridierung des Zahnschmelzes sind in klinischen Versuchsreihen dokumentiert. Die verschiedenen Farben der Pasten erleichtern die Unterscheidung der verschiedenen Körnungen.

The paste does not contain any oil that stays on the surface and is easy to rinse off. It does not liquify or separate. The paste is non-spattering and will not dry out.

Pastan innehåller ingen olja som stannar på ytan och den är enkel att skölja av. Den blir inte flytande eller avskändras. Pastan ger inget stänk och torkar inte ut.

La pasta no contiene ningún tipo de aceite que pueda permanecer en la superficie y es fácil de enjuagar. No licua ó se desprende. La pasta no salpica y no se seca.

La pâte ne contient aucune huile qui se dépose en surface et se rince facilement. Elle ne se liquéfie pas et ne se sépare pas. La pâte n'éclabousse pas et ne s'évapore pas.

Propylaxpasta enthält kein Öl, welches auf der Oberfläche bleibt und ist somit problemlos abzuspülen. Die Paste spritzt nicht und trocknet nicht aus.

RDA 250 125 micron 60 ml/96 g	Blue coarse For very roughly discoloured surfaces and thick layer of plaque.	Blå grov Kraftigt missfärgad emalj och tjocka beläggningar.	Azul Aspero Para muy descoloridas y capas espesas de placa.	Bleu gros Pour des surfaces très tachées et rugueuses et une épaisse couche de plaque.	Blau grob Für stark verfärbte Zähne und dicke Schichten alter Plaque.
RDA 170 70 micron 60 ml/97 g	Green medium For thickly layered plaque and discoloured surfaces.	Grön medium Riklig plack och missfärgad emalj.	Verde Suave Para espesas capas y superficies descoloridas.	Vert moyen Pour une épaisse couche de plaque et des surfaces tachées.	Grün mittel Für stark verfärbte Zähne und dicke Schichten alter Plaque.
RDA 120 20 micron 60 ml/84 g	Red fine For smaller amount of plaque, root surfaces and slight discoloured teeth. Universal paste.	Röd fin Mindre mängd plack, rottytor och lättare missfärgningar. Universalpasta.	Rojo Fino Para pequeñas capas de placa, superficies enteras y dientes poco descoloridos.	Rouge fin Pour une plaque fine, des surfaces de racine et des dents légèrement tachées.	Rot fein Für kleine Mengen Plaque, Wurzeloberflächen und leicht verfärbte Zähne
RDA 40 2 micron 60 ml/84 g	Yellow extra fine For polishing of teeth and fillings. Gives a smooth surface.	Gul extra fin Slutputs av tand, plastfäsader och fyllningar. Ger en slät yta.	Amarillo Extra Fino Par limpiar dientes y rellenos y suavizar la superficie.	Jaune très fin Pour polir les dents et les restaurations. Produit une surface douce.	Gelb extra fein Für Zahn- und Füllungspolitur. Ergibt eine glatte Oberfläche.

Blue: Glycerin, Pumice, Aqua, Aluminium Hydroxide, Sodium Dihydrogenphosphate Dihydrate, PEG, Titanium Dioxide, Cellulose Gum, PEG-25 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Fluoride, Methylparaben, Sodium Saccharin, Aroma, Propylparaben, CI 42090.
 Green: Glycerin, Pumice, Aqua, Aluminium Hydroxide, Sodium Dihydrogenphosphate Dihydrate, PEG, Titanium Dioxide, Cellulose Gum, PEG-25 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Fluoride, Methylparaben, Sodium Saccharin, Aroma, Propylparaben, CI 42090, CI 19140.
 Red: Glycerin, Hydrated Silica, Aqua, Aluminium Hydroxide, Sodium Dihydrogenphosphate Dihydrate, PEG, Titanium Dioxide, Cellulose Gum, PEG-25 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Fluoride, Methylparaben, Sodium Saccharin, Aroma, Propylparaben, CI 45430.
 Yellow: Glycerin, Hydrated Silica, Aqua, Aluminium Hydroxide, Sodium Dihydrogenphosphate Dihydrate, PEG, Titanium Dioxide, PEG-25 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Fluoride, Methylparaben, Sodium Saccharin, Aroma, Propylparaben, CI 19140.

Manufactured by CCS AB, Borlänge Sweden.